

COMMANDE DE FOURNITURES VETERINAIRES

A adresser au LABORATOIRE par télécopie au 02.35.03.50.15 ou par courrier

Date de la commande :

Livraison : Par la Poste A la prochaine collecte Retrait au LAVD le :

(Merci de préciser la date de retrait)

Cachet du vétérinaire :

Désignation	Nombre demandé	Nombre expédié
Boîte à placenta à l'unité (maximum 12)		
Tubes secs par carton de 1000		
Tubes EDTA par 10		
Portoirs par carton de 100		
Buvard Whattman à l'unité		
Aiguilles par carton de 1000		
Porte aiguille par sachet de 5		
Pédichiffonnettes à l'unité		Date de péremption
Chiffonnettes avec neutralisant à l'unité		Date de péremption
Pots stériles à prélèvement 40 ml à l'unité (maximum 20 pots)		
Pots stériles à prélèvement 150 ml à l'unité (maximum 20 pots)		
Ecouvillons secs à l'unité		
Ecouvillons Virocult à l'unité		
Petits écouvillons MCE (Amies charbon) à l'unité		Date de péremption
Grands écouvillons MCE à l'unité		Date de péremption
Fiche de commémoratifs MCE à l'unité		
Fiche de commémoratifs Artérite Virale Equine à l'unité		
Etiquettes de coordonnées du LAVD 76 par planche de 16		
Demande d'examen par paquet de 50		
Imprimé BR6		
Sacs étanches (taille : 254 x 330 mm)		

Partie réservée au LAVD 76

Collecte du :

N° d'enregistrement :

Posté le :

Coût de l'envoi :

Remis au guichet le :

Visa :